


1回使い切り滅菌済みピアッサー Safety Piercer セイフティピアッサー



耳用ピアッサー



ピアッシングトラブルの原因の多くは、耳たぶの厚みに対しスタッドが短かすぎて傷口を圧迫してしまい、ピアスホールがうまく定着しない点にあると考えられています。JPSセイフティピアッサーは、従来よりも長い8mmスタッドを開発。日本人の耳たぶに合う長いスタッドでピアッシングのトラブルを防ぎます。



認証番号：20700BZY00497000
一般的名称：単回使用穿孔器

厚い耳にも 16G 1.2mm ヘッド 3mm **ロングタイプ**



●シルバーカラー（医療用ステンレス）



●ゴールドカラー（純金処理した医療用ステンレス）



厚い耳にも 16G 1.2mm ヘッド 3mm **チタンロングタイプ** 金属アレルギー対応



●シャンパンゴールドカラー（純チタン処理した医療用ステンレス）



●シルバーカラー（純チタン）



厚い耳にも 14G 1.6mm ヘッド 3mm **軟骨** 金属アレルギー対応



●シルバーカラー（医療用ステンレス）



●ゴールドカラー（純金処理した医療用ステンレス）



厚い耳にも 14G 1.6mm ヘッド 4mm **透明** 金属アレルギー対応



●クリアカラー（樹脂）

金属アレルギーがご心配の方へ。クリアカラーで目立ちません。

