



ボディ用ピアッサー

14G 1.6mm ヘソ・まゆ



ニードルタイプ
●シルバーカラー
(医療用ステンレス)
5NS25W

金属アレルギー対応 ストレートニードル対応バーベルピアス

シングル ストーン	ダブル ストーン	シングル QH401T	QH402T	QH403T	QH404T	QH405T	QH406T	QH407T
シングル QH408T	QH409T	QH410T	QH411T	QH412T	QH413T	QH400T		
ダブル QH501T	QH502T	QH503T	QH504T	QH505T	QH506T	QH507T		
ダブル QH508T	QH509T	QH510T	QH511T	QH512T	QH513T			

カーブド バーベル	6mm QC406T	8mm QC408T	12mm QC412T	ストレート バーベル	6mm QS406T	8mm QS408T	12mm QS412T	14mm QS414T	サーキュラー バーベル	12mm QB101T
--------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

本品はニードルのみで、ピアスは装着されていません。
右記のバーベルピアスからお選びください。

14G 1.6mm ヘソ・まゆ



バーベルタイプ
●シルバーカラー
(純チタン製)
5NB300T-HESO



●ボディピアッサー用ピンセット
(プラスチック製)
最適な位置を決め、皮膚を固定するための器具です。
①ピンセットの根本のくりぬき孔を希望の部位にあててマーキングペンで印をつける。
②印の横線で折り返し、両サイドの丸点を背中合わせにして挟み、矢印の方向にバーをずらしピンセットが開かないように固定する。

18G 1.0mm ヘッド 2mm キャッチレス 金属アレルギー対応 鼻



●シルバーカラー(純チタン)
スタッドの先端が太くなっているためキャッチがなくても外れません。
ダイヤモンド 5S204WTN
ボール 5S300WTN

14G 1.6mm フラットヘッド 金属アレルギー対応 唇



●シルバーカラー(純チタン)
フラットヘッド
4mm
10mm
5FB10T

14G 1.6mm ボールキャッチ 金属アレルギー対応 舌



●シルバーカラー(純チタン)
ボールヘッド
4mm
18mm
5B18T

厚い耳にも 14G 1.6mm ヘッド 4mm スーパーロング



●シルバーカラー
(医療用ステンレス)
業界最長、有効軸長10mm!
有効軸長 10mm
ボール 5R300WB

使い捨てピアス(クリアワークス)

ピアスを着けられない時もピアスホールをしっかり固定。目立ちにくいクリアカラーだから学校や会社でも安心。医療用ポリプロピレン製。



ボール×8
フルムーン×8
C300



スター×8
フルムーン×8
C501



ハート×8
フルムーン×8
C502



フルムーン×16
C506

ヘッド 3mm 18G 1.0mm
●耳たぶ対応
16本入
有効軸長:8mm



C14G

ヘッド 2mm 14G 1.6mm
●ボディ対応 8本入
有効軸長7mm:2本 8mm:4本 9mm:2本
キャッチがなくても外れにくいミニバーベルタイプ。